

**Относно: Комплексни тестове за Новия коронавирус COVID-19**  
**Сертификат по ISO 13485:2016 на производителя и CE-марка.**  
**Регистрация в ИАП за CE/IVD медицински изделия.**

**ОФЕРТА**

№	Вид на стоката	Количество в опаковка, теста
1	<p><b>Бърз Ag тест за Новия коронавирус COVID-19,</b> касетъчен, за назофарингиален секрет. Технология с конюгат от колоидно злато.</p> <p>Относителна чувствителност 96,72%, относителна специфичност 99,22%, точност 98,74%;</p> <p>Резултат след 15 min, време за екстрахиране - около 1-2 min.</p> <p>Опаковка по 20 теста.</p> <p><b>Опаковката включва всички необходими консумативи за пробовземане, екстрахиране и тестване: 20 индивидуално опаковани и запечатани тестови касети, 20 стерилни индивидуално опаковани тампона за назофарингиален секрет, 20 екстракционни епруветки с капаче с капкомер, 1 работна станция, 2 буфера, инструкция за работа.</b></p>	 <p style="text-align: center;">20</p>
2	<p><b>Комбиниран бърз имунохроматографски тест за антигени на Новия коронавирус и грип А+В.</b></p> <p><b>Оценка спрямо RT-PCR теста:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- за <b>COVID-19</b>: относителна чувствителност 96,72%, относителна специфичност 99,22%, точност 98,74%;</li> <li>- за <b>грип А</b>: относителна чувствителност 92,6%, относителна специфичност 96,4%, точност 95,5%;</li> <li>- за <b>грип В</b>: относителна чувствителност 90,0%, относителна специфичност 95,8%, точност 94,4%;</li> </ul> <p>За назофарингиален секрет.</p> <p>Резултат до 15 min.</p> <p>Опаковка по 20 теста.</p> <p><b>Опаковката включва всички необходими консумативи за пробовземане, екстрахиране и тестване: 20 индивидуално опаковани и запечатани тестови касети, 20 стерилни индивидуално опаковани тампона за назофарингиален секрет, 20 екстракционни епруветки с капаче с капкомер, 1 работна станция, екстракционен буфер, инструкция за работа.</b></p>	 <p style="text-align: center;">20</p>

<p><b>Бърз Ag тест за грип А и Б, касетъчен, за</b> назофаренгиален секрет, назален секрет и проби от назални промивки/аспирати, гърлен секрет. Технология с конюгат от колоидно злато.</p> <p><b>Резултатите за Бърз тест за грип А&amp;В Ag срещу клетъчната култура (назален тампон):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- за грип А: чувствителност 92.6 %, специфичност 96,4%, точност 95,5%;</li> <li>- за грип Б: чувствителност 90,0%, специфичност 95,8%, точност 94,4%;</li> </ul> <p>Резултат след 10 min.</p> <p>Опаковка по 20 теста.</p> <p><b>Опаковката включва всички необходими консумативи за пробовземане, екстрахиране и тестване: 20 индивидуално опаковани и запечатани тестови касети, 20 стерилни индивидуално опаковани тампона за назофаренгиален секрет, 20 екстракционни епруветки с капаче с капкомер, 1 работна станция, 2 буфера, инструкция за работа.</b></p>	 <p>20</p>
<p><b>Бърз IgG/IgM тест за Новия коронавирус COVID-19,</b> касетъчен, за цяла кръв (периферна)/серум/плазма. Резултат след 10 min.</p> <p>Чувствителност за IgM: 95,7 %</p> <p>Специфичност за IgM: 97,3 %</p> <p>Чувствителност за IgG: 91,8 %</p> <p>Специфичност за IgG: 96,4 %.</p> <p><b>Опаковка по 25 теста.</b> Опаковката включва: 25 индивидуално опаковани и запечатани тестови касети, капкомер и десикант. Необходими консумативи, които не са включени в опаковката: игла за пробождане на пръста, спирт и памук.</p>	 <p>25</p>

<p><b>Бърз PCR кит за детекция на SARS-CoV-2</b> (флуоресцентен PCR), <b><u>без необходимост от предварителна екстракция и пречистване на нуклеиновите киселини, тоест, отпада необходимостта от закупуване на допълнителни китове за екстракция и се пести време!!! Бърз резултат - цялата процедура отнема по-малко от 80 минути! Опростена работа, по-малко податлива на замърсяване и намален риск от инфекция!</u></b> В този</p> <p>5 тест се прилага високоефективна технология за освобождаване на нуклеинова киселина за постигане на ултра-бързо освобождаване на вирусна нуклеинова киселини за откриване на 2019-nCoV РНК чрез флуоресцентен PCR. Специфичните праймери и сонди са проектирани със 100 % хомология на секвенциите с ген ORF1ab и нуклеокапсидни гени от публично известни последователности на щамове от 2019-nCoV. Съхранение при -20°C. <b>48 теста/опак.</b></p>	<p>48</p>
---	-----------

Срок на доставка: **За поз. № 1 - 3:** 23-27 ноември 2020 г. При наличности - веднага.

**За поз. № 4:** около 15-ти декември. При наличности - веднага.

**За поз. № 5:** 2 - 3 седмици след авансово плащане.

Начин на плащане: По договаряне с включено авансово плащане.